



Ventcare indústria e comércio Ltda.

CNPJ: 11.011.753/0001-19

Rua do Águia, 71 - Buri - SP - CEP 18290-000

Tel.: +55 (15) 3546-1373

E-mail: ventcare@ventcare.com.br

Autorização de funcionamento: 8067704

Edição:
2022

Catálogo De Produtos

“Nossa Linha de produtos hospitalares e home care possuem total garantia e uma relação de custo-benefício incomparável dentro do mercado nacional”

APRESENTAÇÃO


Fundada em 08 de Maio de 2009 e com sede no interior do estado de São Paulo, a Ventcare Ind. e Com. LTDA. orgulha-se em ser uma empresa 100% nacional que cresce e se consolida no ramo industrial e comercial de produtos hospitalares e de home care. Iniciou suas atividades produzindo tubos corrugados, conectores, restritores de pacientes e circuitos de cpap nasal neo/infantil, mas rapidamente cresceu e expandiu para nebulizadores (macro e micro) de oxigênio e ar comprimido e circuitos ventilatórios de silicone e pvc atóxico. Investe constantemente na modernização e aquisição de novos equipamentos e máquinas, a fim de garantir produtos de excelente qualidade, segurança e custo-benefício. Tendo por premissas, saúde e qualidade de vida, sua missão é entregar, observando o melhor custo possível, os melhores e mais seguros equipamentos médico-hospitalares a organizações públicas e privadas. Atender seus clientes com agilidade e dedicação buscando sempre sua satisfação plena.

SUMÁRIO

<i>ANESTESIA / VENTILAÇÃO</i>	<i>2 a 15</i>	<i>ESPAÇO MORTO</i>	<i>28</i>
<i>ACESSÓRIOS</i>	<i>16</i>	<i>CONECTORES E VÁLVULAS</i>	<i>30 a 42</i>
<i>BALÃO</i>	<i>16</i>	<i>INALOTERAPIA</i>	<i>43 a 47</i>
<i>MASCARA COXIM INFLÁVEL</i>	<i>17</i>	<i>RESTRITORES</i>	<i>48</i>
<i>MASCARA SILICONE</i>	<i>18</i>	<i>LANÇAMENTOS</i>	<i>49</i>
<i>FIXADORES</i>	<i>19</i>	<i>FILTROS PARA APARELHOS BIPAP/ CPAPs</i>	<i>50 a 51</i>
<i>JARRA PARA UMIDIFICAÇÃO</i>	<i>20</i>		
<i>TRAQUEIAS E TUBOS</i>	<i>21 a 24</i>		
<i>CAPNOGRAFIA</i>	<i>25</i>		
<i>EXTENSÃO OXIGÊNIO</i>	<i>26 a 27</i>		

GUIA DE SÍMBOLOS

Esterilização



Autoclave 15 minutos a 121°C
ou durante 4 minutos a 134°C



Ácido peracético a 0,5 - 1 %



Óxido de etileno a 54°C



Glutaraldeído a 2% por 12 horas



Estéril



Não estéril

Atenção:

Neste quadro você encontra qual processo de esterilização é aplicável e se o produto é vendido esterilizado ou não. Para obter informações detalhadas sobre montagem, manutenção, esterilização, composição e etc, solicitar a **FICHA TÉCNICA** de cada produto.

IMPORTANTE:

Reservamo-nos o direito de alteração, de qualquer natureza e sem prévio aviso, nos produtos aqui destacados. Consulte sempre a versão em vigor.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo deste material. - Versão 2022

ANESTESIA / VENTILAÇÃO



VENT09 - Adulto

2 x Traqueias 22 x 1500 mm;
1 x Traqueia 22 x 1100 mm;
1 x Balão de silicone 2,3 Litros;
1 x Conector 'Y' 90° (Com entrada para capnografia);
1 x Conector reto 22M x 22M.

VENT10 – Pediátrico

2 x Traqueias 22 x 15 x 15 x 1500 mm;
1 x Traqueia 22x 22 x 15 x 1100 mm;
1 x Balão de silicone 1,0 Litros;
1 x Conector 'Y' 90° (Com entrada para capnografia);
1 x Conector reto 22M x 22M.

Conjuntos montados com traqueias corrugadas em silicone autoclavável.

Disponíveis em dois diâmetros e em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares.

CIRCUITO ANESTESIA UNIVERSAL SILICONE

CÓDIGOS: VENT09 | VENT10

Compatibilidade: FABIUS, MINDRAY, CONQUEST, COMEN AX90 e TAKAOKA 675 PLUS.


Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040004

**Medidas conectores em Milímetros:*

M-Macho (Externo);

F-Fêmea (Interno).



VENT05 - Adulto



4 x Traqueias 22 x 600 mm;
1 x Traqueia para Umidificador 22 x 450 mm;
1 x Linha de pressão proximal (somente para alguns modelos);
3 x Garra fixadora da linha de pressão.
2 x Drenos;
1 x Intermediário Y tamponado ADULTO e
1 x Conector 90º 22M x 22F

VENT06N - Neonatal

4 x Traqueias 12 x 600 mm;
1 x Traqueia para Umidificador 12 x 450 mm;
1 x Linha de Pressão proximal (somente para alguns modelos);
2 x Drenos;
1 x Intermediário Y tamponado ADULTO e
1 x Conector 90º 22M x 22F.

VENT06 - Pediátrico

4 x Traqueias 15 x 600 mm;
1 x Traqueia para Umidificador 15 x 450 mm;
1 x Linha de pressão proximal (somente para alguns modelos);
2 x Drenos;
1 x Intermediário Y tamponado ADULTO e
1 x Conector 90º 22M x 22F.

**Conjuntos montados
com traqueias corrugadas
em silicone autoclavável.
Disponíveis em três
diâmetros e em vários
comprimentos, tem a
finalidade de se adequar a
diversos procedimentos
médico hospitalares.**

CIRCUITO RESPIRATÓRIO UNIVERSAL ADULTO SILICONE


CÓDIGOS: VENT05 | VENT06 | VENT06N


**Respiradores: INTERMED, BIRD 6400 e 8400, MONTEREY,
MAQUET SERVO S, NEWPORT E360/E500, DRAGER EVITA4**

Tamanhos: Adulto, Pediátrico e Neonatal.

RMS: 80677040004

**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*





VENT07-1200

2 x Traqueias 22 x 1200 mm;
1 x Conector 'Y' reto ;
1 x Conector 90° 22M x 22F.
(Somente para alguns modelos)
1 x Linha de pressão proximal;
1 x Intermediário Y tamponado, ou
1 x Conector "Y" 90° com entrada para capnografia.

VENT07-1800

2 x Traqueias 22 x 1800 mm;
1 x Conector 'Y' reto ;
1 x Conector 90° 22M x 22F.
(Somente para alguns modelos)
1 x Linha de Pressão proximal;
1 x Intermediário Y tamponado, ou
1 x Conector "Y" 90° com entrada para capnografia

VENT07-1500

2 x Traqueias 22 x 1500 mm;
1 x Conector 'Y' reto ;
1 x Conector 90° 22M x 22F.
(Somente para alguns modelos)
1 x Linha de pressão proximal;
1 x Intermediário Y tamponado, ou
1 x Conector "Y" 90° com entrada para capnografia.

Conjuntos montados com traqueias corrugadas em silicone autoclavável. Disponíveis em três diâmetros e em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares.

CIRCUITO VENTILAÇÃO/ANESTESIA UNIVERSAL ADULTO SILICONE (S/ DRENO)


CÓDIGOS: VENT07 | 1200 | 1500| 1800

Respiradores: TAKAOKA DENVER, TAKAOKA SMART , VELA, DIXTAL DX3010, KTK MICROTAK TOTAL, MAGNAMED MODELO OXIMAG, FLEXIMAG MAX e FLEXIMAG. Aparelho de Anestesia: K.TAKAOKA - SAT500

Tamanhos: Adulto.

RMS: 80677040004

**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*





VENT08-1200

2 x Traqueias 15 x 1200 mm;
1 x Conector 'Y' 90°.
(somente para alguns modelos)
1 x Tubo proximal;
1 x Intermediário Y tamponado, ou
1 x Conector "Y" 90° com entrada para capnografia.

VENT08-1800

2 x Traqueias 15 x 1800 mm;
1 x Conector 'Y' 90°.
(somente para alguns modelos)
1 x Tubo proximal;
1 x Intermediário Y tamponado, ou
1 x Conector "Y" 90° com entrada para capnografia.

VENT08-1500

2 x Traqueias 15 x 1500 mm;
1 x Conector 'Y' 90°.
(somente para alguns modelos)
1 x Tubo proximal;
1 x Intermediário Y tamponado, ou
1 x Conector "Y" 90° com entrada para capnografia.

**CIRCUITO VENTILAÇÃO/ANESTESIA UNIVERSAL PEDIÁTRICO SILICONE
(S/ DRENO)**

CÓDIGOS: VENT08 | 1200 | 1500 | 1800

**Respiradores transporte: MAGNAMED modelo OXIMAG , FLEXIMAG MAX ,
FLEXIMAG PLUS e Aparelho de Anestesia: DATEX OHMEDA e K.TAKAOKA - FUJI**


Tamanhos: Pediátrico e neonatal.

RMS: 80677040004

**Conjuntos montados com
traqueias corrugadas em
silicone autoclavável.**

**Disponíveis em três
diâmetros e em vários
comprimentos, tem a
finalidade de se adequar a
diversos procedimentos
médico hospitalares.**

**Medidas conectores
em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*



VENT53 e VENT53INF



1 x Traqueia 22 x 1800 mm em PVC cristal;
1 x Linha de pressão / monitoramento;
1 x Simple Port (Válvula exalatória);
3 x Garra fixadora da linha de pressão.

*** Disponível em PVC extra leve.**



VENT54EL

2 x Traqueias 22 x 900 mm em PVC extra leve;
1 x Traqueia 22 x 600 mm em PVC extra leve;
1 x Linha de pressão / monitoramento;
1 x Simple Port (Válvula exalatória);
1 x Dreno coletor de águas.

*** Disponível em PVC cristal.**

VENT53 - CIRCUITO BIPAP BILEVEL ADULTO NÃO INVASIVO

VENT54 - CIRCUITO BIPAP BILEVEL ADULTO INVASIVO

Compatibilidade: APARELHOS BIPAP

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040007

RMS: 80677040019 VENT53EL e VENT54EL

Kit montado com traqueia espiralada em PVC atóxico e bocais flexíveis e traqueia PVC extra leve bocal rígido.

O Sistema Hospitalar BPAP ou BI-LEVEL, pode ser usado para fornecer suporte de pressão para pacientes adultos apropriados com falha respiratória ou apneia Obstrutiva do sono (OSA).

Pode ser administrado rapidamente – sem intubação – em pacientes selecionados que possam apresentar: hipoventilação alveolar, hipoxemia e /ou hipercapnia persistente, fadiga muscular ventilatória.





VENT56

4 x Traqueias 22 x 700 mm em PVC cristal;
1 x Traqueia 22 x 600 mm em PVC cristal
2 x Drenos;
1 x Conector 'Y' tamponado;
1 x Linha proximal.

VENT57

4 x Traqueias 15 x 700 mm em PVC cristal;
1 x Traqueia 15 x 600 mm em PVC cristal
2 x Drenos;
1 x Conector 'Y' tamponado;
1 x Linha proximal.

*** Para adulto Disponível em traqueias PVC extra leve.**

Kit montado com traqueia espiralada em PVC atóxico e bocais flexíveis, e traqueia PVC extra leve bocal rígido.

Disponíveis em dois diâmetros, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares.

CIRCUITO RESPIRATORIO UNIVERSAL PVC

CÓDIGOS: VENT56 | VENT57

Compatibilidade: INTER, BIRD 6400, BIRD 8400, MONTEREY, MAQUET SERVO S

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040007





VENT55 e VENT55INF

1 x Traqueia 22 x 1800 ou 15 x 1800 mm;
1 x Válvula ativa;
1 x Linha pressão proximal;
1 x Linha de expiração ativa.
(Somente para alguns modelos)
2 x Traqueias 22 x 900 mm;
1 x Dreno.

**** Disponível em PVC extra leve***

***Kit montado com traqueia
espiralada em PVC atóxico e
bocais flexíveis, e traqueia PVC
extra leve bucal rígido.***

***Disponíveis em dois diâmetros,
tem a finalidade de se adequar
a diversos procedimentos
médico hospitalares.***


CIRCUITO MONO ADULTO IPPB

CÓDIGOS: VENT 55 | VENT55INF | VENT55D | VENT55DINF

Respiradores: Trilogy 100 - Philips Respironics.

Tamanhos: Adulto e Pediátrico Acima de 30 Quilos.

RMS: 80677040007



VENT04OXI

1 x Traqueia 22 x 22 x 16 x 1500
1 x Linha de pressão dupla
3 x Garra fixadora da linha de pressão
1 x Conector 90° 22M x 22F.

*** NÃO ACOMPANHA SENSOR DE FLUXO E NEM VÁLVULA EXALATÓRIA.**

Conjuntos montados com traqueias corrugadas em silicone autoclavável.

CIRCUITO PARA RESPIRADOR TRANSPORTE OXILOG SILICONE

CÓDIGOS: VENT04OXI


Compatibilidade: Ventilador Oxylog 3000 - Drager

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040004



**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*



CIRCUITO CPAP

VENT58CP

1 x Traqueia PVC extra leve 22 x 1800;
1 x kit EPA Vent25;
1 x válvula PEEP;
1 x Mascara coxim inflável com fixador.

Compatibilidade: Aparelhos CPAPS.

CÓDIGOS:

VENT58CP.G
VENT58CP.M
VENT58CP.P
VENT58CPE

* VENT58CPE permite o cliente configurar o conjunto com medidas de máscara e traqueias especiais.

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040016



Circuito de CPAP é utilizado com uso de fluxo adicional através de ventilação gerada pelo aparelho CPAP.

*** Produto não estéril.**

*** Uso em único paciente.**



KIT EPAP

VENT58EP

1 x kit EPA Vent24;
1 x válvula PEEP;
1 x Mascara coxim inflável com
fixador.

**Compatibilidade: Pacientes
em respiração espontânea.**

CÓDIGOS:

VENT58EPG
VENT58EPM
VENT58EPP
VENT58EPE

* VENT58EPE permite o cliente
configurar o conjunto com
medidas de mascaras com
diferentes tamanhos.

**Tamanhos: Adulto e
pediátrico.**

RMS: 80677040016



*EPAP é realizada sem uso de fluxo
adicional, somente a ventilação
gerada pelo paciente.
A expiração é realizada contra um
resistor de limiar pressórico.
(Válvula PEEP)*

*Indicado para Pacientes em
respiração espontânea com
indicação de terapia por pressão
positiva. Ex.: Fadiga dos músculos
respiratórios*

* *Produto não estéril.*
* *Uso em único paciente.*



CIRCUTO CPAP INFANTIL

Kit para CPAP nasal neonatal completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva.


CIRCUTO CPAP NEONATAL

NÃO ESTÉRIL

CÓDIGOS: INDICAÇÃO DE PESO

<u>CANULA 00</u>	< 700g
<u>CANULA 0</u>	700 - 1000g
<u>CANULA 1</u>	1000 - 1250g
<u>CANULA 2</u>	1250 - 2000g
<u>CANULA 3</u>	2000 - 3000g
<u>CANULA 4</u>	> 3000g
<u>CANULA 5</u>	1 - 2 anos

RMS: 80677040013



COMPOSIÇÃO

- kit completo, com touca e fixação dos tubos por Velcro®;
- Pronga 100% em silicone;
- 2 unidades de Protetor de Septo – Vent Skin;
- 7 tamanhos de prongas;
- 2 cubos de espuma;
- Conexões universais;
- Conexão para selo d'água;
- Produto 100% nacional;
- Livre de látex;
- Acompanha traqueia 40 cm para umidificador aquecido.

○ *Prongas Curva*



CIRCUTO CPAP INFANTIL

Kit para CPAP nasal neonatal completo para administração de fluxo contínuo de ar através de ventilação mecânica não invasiva.


CIRCUTO CPAP NEONATAL

PRODUTO ESTERELIZADO

CÓDIGOS: INDICAÇÃO DE PESO

<u>VENT01-00</u>	< 700g
<u>VENT01-0</u>	700 - 1000g
<u>VENT01-1</u>	1000 - 1250g
<u>VENT01-2</u>	1250 - 2000g
<u>VENT01-3</u>	2000 - 3000g
<u>VENT01-4</u>	> 3000g
<u>VENT01-5</u>	1 - 2 anos

RMS: 80677040001



COMPOSIÇÃO

- kit completo, com touca e fixação dos tubos por Velcro®;
- Pronga 100% em silicone;
- 2 unidades de Protetor de Septo – Vent Skin;
- 7 tamanhos de prongas;
- 2 cubos de espuma;
- Conexões universais;
- Conexão para selo d'água;
- Produto 100% nacional;
- Livre de látex;
- Acompanha traqueia 40 cm para umidificador aquecido.



○ *Prongas Curva*



CIRCUITOS DE ANESTESIA "BARAKA"

Circuitos Anestesia em silicone.

VENT10BK0500	1x Balão de 500 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 2
VENT10BK1000	1x Balão de 1000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 3
VENT10BK2000	1x Balão de 2000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 4
VENT10BK2300	1x Balão de 2300 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 4
VENT10BK3000	1x Balão de 3000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 5

Balão, traqueia e máscara em silicone

Circuitos Anestesia com válvula unidirecional.*

VENT10BK1000U	1x Balão de 1000 ml	1 x Válvula Unidirecional	1 x Máscara anatômica nº 3
VENT10BK2000U	1x Balão de 2000 ml	1 x Válvula Unidirecional	1 x Máscara anatômica nº 4
VENT10BK3000U	1x Balão de 3000 ml	1 x Válvula Unidirecional	1 x Máscara anatômica nº 5



CIRCUITO ANESTESIA BARAKA SILICONE


CÓDIGOS: VENT10BK0500 | VENT10BK1000 | VENT10BK2000 |
VENT10BK2300 | VENT10BK3000.

Com Válvula Unidirecional: VENT10BK1000U | VENT10BK2000U |
VENT10BK3000U.

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677049005

LINHA SILICONE



Circuitos Anestesia balão Látex Free.

VENT60BK0500	1x Balão de 0500 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 2
VENT60BK1000	1x Balão de 1000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 3
VENT60BK2000	1x Balão de 2000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 4
VENT60BK3000	1x Balão de 3000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 5
VENT60BK5000	1x Balão de 5000 ml	1 x Traqueia 15x300mm	1 x Máscara anatômica nº 5

Balão de borracha (látex free), traqueia e máscara em silicone

Circuitos Anestesia com válvula unidirecional.*

VENT60BK1000U	1x Balão de 1000 ml	1 x Válvula Unidirecional	1 x Máscara anatômica nº 3
VENT60BK2000U	1x Balão de 2000 ml	1 x Válvula Unidirecional	1 x Máscara anatômica nº 4
VENT60BK3000U	1x Balão de 3000 ml	1 x Válvula Unidirecional	1 x Máscara anatômica nº 5



CIRCUITOS DE ANESTESIA BARAKA LÁTEX FREE

CÓDIGOS: VENT60BK0500 | VENT60BK1000 | VENT60BK2000 |
VENT60BK3000 | VENT60BK5000.

Com Válvula Unidirecional: VENT60BK1000U | VENT60BK2000U
| VENT60BK3000U.

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677049002





BALÕES*Balões em silicone.***BLS0500***Balão de 0500 ml***BLS1000***Balão de 1000 ml***BLS2000***Balão de 2000 ml***BLS2300***Balão de 2300 ml***BLS3000***Balão de 3000 ml*

*Balão inalatório
para anestesia
fabricado em
silicone, vulcanizado
sem emendas.*

Balões de borracha - látex free.**BL500***Balão de 0500 ml***BL1000***Balão de 1000 ml***BL2000***Balão de 2000 ml***BL3000***Balão de 3000 ml***BL5000***Balão de 5000 ml*

*Balão inalatório
para anestesia é
constituído de bolsa
em borracha
vinílica, vulcanizada
sem emendas.*

Linha Látex Free.**RMS: 80677049002****Linha Silicone.****RMS: 80677049008****LINHA BORRACHA LINHA SILICONE**

MÁSCARAS PARA ANESTESIA / RESPIRADORES

A válvula permite alterar a pressão da almofada, para melhor adaptação e ajuste.

**Máscaras**

Compatibilidade: CPAP/BIPAP

CÓDIGOS: **TAMANHO:**

<u>HP8400</u>	<u>n°0</u>
<u>HP8401</u>	<u>n°1</u>
<u>HP8402</u>	<u>n°2</u>
<u>HP8403</u>	<u>n°3</u>
<u>HP8404</u>	<u>n°4</u>
<u>HP8405</u>	<u>n°5</u>
<u>HP8406</u>	<u>n°6</u>

Tamanhos: Adulto, Pediátrico, Neonatal.

RMS: 80070210038

Modelo: HP8406

RMS: 81474710027

Modelo em PVC Siliconado Insuflável

Máscaras para anestesia ou exercício respiratório constituída de coxim inflável com válvula insufladora não metálica, vulcanizada, sem emendas e bojo em policarbonato transparente

Tamanhos disponíveis:

- Recém-nascidos (0);
- Infantil (1);
- Adolescente (2);
- Adulto pequeno (3);
- Adulto médio (4);
- Adulto grande (5).





A máscara foi projetada para conexão em entrada padrão 22mm

Modelo Em Silicone Autoclavável

Máscaras anatômicas inteiriças para anestesia ou exercício respiratório, constituída em borracha de silicone, vulcanizada sem emendas.

Máscaras em Silicone

Compatibilidade: Ressuscitadores e ventiladores

CÓDIGOS: TAMANHO:

<u>VENT300N</u>	nº 00
<u>VENT300</u>	nº 0
<u>VENT301</u>	nº 1
<u>VENT302</u>	nº 2
<u>VENT303</u>	nº 3
<u>VENT304</u>	nº 4
<u>VENT305</u>	nº 5


Tamanhos: Adulto, Pediátrico e Neonatal.

RMS: 80568900006 (Redondas)

RMS: 80568900005 (Triangulares)

Tamanhos disponíveis:

- *Recém-nascidos (0 e 00);*
- *Infantil (1);*
- *Adolescente (2);*
- *Adulto pequeno (3);*
- *Adulto médio (4);*
- *Adulto obeso (5).*



FIXADOR CEFÁLICO



Características:

- Isotermia;
- Elasticidade;
- Durabilidade e baixa deformação;
- Tamanho: 56,5cm x 12cm (aberto).

RMS: 80677040014

VENT11N

Produto nacional em neoprene compatível com a maioria das máscaras que possuem apoio de testa e com 4 pontas. Mesmo material dos principais fabricantes de máscaras para CPAP, o que torna uma alternativa econômica para substituir o fixador da máscara com a mesma durabilidade e conforto.

Está disponível em tamanho único e na cor preta (com detalhes em azul), que equivale ao tamanho médio e padrão (standard) nos fixadores dos fabricantes ResMed e Philips Respironics.

VENT11

Fixadores para máscaras com presilhas tipo pinos 4 pontas.

De tamanho (adulto ou Pediátrico), fabricado em silicone autoclavável e com boa resistência mecânica.




RMS: 80677049001

LINHA NEOPRENE



LINHA SILICONE





Jarra Para Umidificação

Projetada e confeccionada para uso com vários modelos de aparelhos de umidificação aquecida. Destina-se a promover o aquecimento dos gases e consequentemente a umidificação de vias aéreas do paciente, quando utilizado juntamente com um equipamento aquecedor. Aplica-se em situações onde as vias aéreas superiores não são utilizadas, por exemplo, no paciente intubado que durante a ventilação mecânica, necessita que a função da nasofaringe e traqueia seja duplicada.

- Copo autoclavável;
- Anel de vedação (Oring) em silicone;
- Tampão em silicone;
- Base em alumínio;
- Capacidade de água: 250ml;
- Fluxo de trabalho: 180l/min.

OBS: Não se deve intercambiar partes distintas do reservatório, de forma a garantir a durabilidade das diversas partes. Procure manter os conjuntos separados e ou identificados durante os processos de lavagem, desinfecção e ou esterilização.

JARRA PARA UMIDIFICAÇÃO AQUECIDA


CÓDIGO: VENT250

CAPACIDADE: 250 ml

Compatibilidade: Maioria dos umidificadores do mercado.

Uso: Adulto, Pediátrico e Neonatal.

RMS: 80677040019



TRAQUEIAS E TUBOS

Traqueias em silicone



Compatibilidade: Todos os respiradores Nacionais. Para montar os Circuitos é necessário verificar os conectores e sensores compatível com cada aparelho.

Disponíveis em três diâmetros e em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares.

Uso: Adulto, Pediátrico e Neonatal.

MS: 80677040002

Cód. / Ø / Comprimento

VENT100C	22 x 0150 mm
VENT100	22 x 0200 mm
VENT101	22 x 0300 mm
VENT101L	22 x 0350 mm
VENT102C	22 x 0400 mm
VENT102	22 x 0450 mm
VENT103	22 x 0600 mm
VENT103L	22 x 0700 mm
VENT104	22 x 0750 mm
VENT104L	22 x 0800 mm
VENT104LL	22 x 0900 mm
VENT105	22 x 1000 mm
VENT105L	22 x 1100 mm
VENT106	22 x 1200 mm
VENT106L	22 x 1300 mm
VENT107C	22 x 1400 mm
VENT107	22 x 1500 mm
VENT107L	22 x 1600 mm
VENT108	22 x 1800 mm
VENT108L	22 x 2000 mm
VENT108LL	22 x 2500 mm
VENT120	22 x 3000 mm

ADULTO

Cód. / Ø / Comprimento



VENT109	15 x 0300 mm
VENT109L	15 x 0350 mm
VENT110	15 x 0450 mm
VENT111LL	15 x 0500 mm
VENT111	15 x 0600 mm
VENT112	15 x 0750 mm
VENT112L	15 x 0800 mm
VENT113	15 x 1000 mm
VENT113L	15 x 1100 mm
VENT114	15 x 1200 mm
VENT115	15 x 1500 mm
VENT115L	15 x 1600 mm
VENT115LL	15 x 1800 mm
VENT115LLL	15 x 2000 mm

PEDIÁTRICO

Cód. / Ø / Comprimento

VENT109N	12 x 0300 mm
VENT110N	12 x 0450 mm
VENT110LN	12 x 0500 mm
VENT111N	12 x 0600 mm
VENT112N	12 x 0750 mm
VENT113N	12 x 1000 mm
VENT114LN	12 x 1100 mm
VENT114N	12 x 1200 mm
VENT115N	12 x 1500 mm

NEONATAL





Compatibilidade: Todos os respiradores Nacionais. Para montar os Circuitos é necessário verificar os conectores e sensores compatível com cada aparelho.

Disponíveis em dois diâmetros e em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares.

Uso: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040004


Traqueias “extra leve”

Cód. | Ø | Comprimento | Corpo

VENT151EL	15 x 0600 mm	
VENT153EL	15 x 0900 mm	
VENT156EL	15 x 1800 mm	
VENT143EL	22 x 0600 mm	
VENT145EL	22 x 0900 mm	
VENT146EL	22 x 1200 mm	
VENT147EL	22 x 1500 mm	
VENT147ELR	22 x 1500 mm	
VENT148ELR	22 x 1800 mm	
VENT146ELR	22 x 1800 mm	EXPANSÍVEL
VENT148EL	22 x 1800 mm	EXPANSÍVEL
VENT148ELX	22 x 2100 mm	



Bocal rígido





Traqueias em PVC

Cód. | Ø | Comprimento | Cor

VENT149	15 x 0300 mm	CRISTAL
VENT148CI	15 x 1800 mm	CINZA
VENT141	22 x 0150 mm	CRISTAL
VENT142	22 x 0450 mm	CRISTAL
VENT143	22 x 0600 mm	CRISTAL
VENT144	22 x 0700 mm	CRISTAL
VENT144L	22 x 0750 mm	CRISTAL
VENT145	22 x 1000 mm	CRISTAL
VENT146	22 x 1200 mm	CRISTAL
VENT147	22 x 1500 mm	CRISTAL
VENT147L	22 x 1600 mm	CRISTAL
VENT148C	22 x 1800 mm	CINZA
VENT148	22 x 1800 mm	CRISTAL
VENT148L	22 x 2000 mm	CRISTAL
VENT148LL	22 x 3000 mm	CRISTAL


Compatibilidade: Todos os respiradores Nacionais e Aparelhos BIPAP.

Para montar os Circuitos é necessário verificar os conectores e sensores compatível com cada aparelho

Disponíveis em dois diâmetros e em vários comprimentos, tem a finalidade de se adequar a diversos procedimentos médico hospitalares.

Uso: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040002



00028


*Tubo liso em silicone 5,8 x 3,0 x 1600mm
com conectores, compatível com Circuitos
VENTCARE.*



*Linha proximal é transdutor da
pressão do circuito respiratório
para o respirador para medir a
pressão Durante a ventilação.*

00028I

*Tubo liso em silicone 5,8 x 3,0 x 1600mm
com conectores, compatível com Inter 7 Plus,
iX5, Inter Neo.*

**Linha proximal em silicone****RMS: 80677040004****LINHA SILICONE**

CAPNOGRAFLA

Especificações

Tubos para amostra tem por função o transporte da concentração de gases envolvidos na respiração e na anestesia inalatória.

Podem ser confeccionado em diversos tamanhos, comprimentos e formas de acabamentos das extremidades.

Fabricado em PVC cristal siliconado e atóxico, nos tamanhos pré definido: Diâmetro interno do tubo 1,5mm.

TUBOS PARA AMOSTRA DE GASES (CAPNOGRAFIA)

Compatibilidade: Universal

CÓDIGOS:

VENT163P00120MM - VENT163P00170MF - VENT163P00230MF

VENT163P01000MM - VENT163P01500MM - VENT163P01500MF

VENT163P02000MM - VENT163P02500MM - VENT163P03000MM

VENT163P04000MM - VENT163P05000MM - VENT163P06000MM

VENT163P07000MM - VENT163P08000MM - VENT163P09000MM

VENT163P10000MM - VENT163P15000MM - VENT163P20000MM

RMS: 80677049004



Com ponteiros Luer Lock



*Medidas: De 12 Cm a 20 Mts.
Conectores: Macho e Macho ou
Macho e Fêmea.*



EXTENSÃO OXIGENIO



Especificações

Extensões é utilizada para a condução do oxigênio medicinal até a cânula nasal, possui diversos comprimentos com conexão universal nas extremidades e um modelo conexão com rosca.

Fabricado em PVC cristal siliconado e atóxico, nos tamanhos :

VENT158P	EXTENSAO DE OXIGENIO 2mts - COM CONECTOR DE ROSCA OXIGENIO
VENT158P1	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 1mt - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P1,5	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 1,5mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P2	EXTENSAO DE OXIGENIO 2mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P3	EXTENSAO DE OXIGENIO 3mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P4	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 4mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P5	EXTENSAO DE OXIGENIO 5mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P6	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 6mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P7	EXTENSAO DE OXIGENIO 7mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P8	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 8mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P9	EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 9mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P10	EXTENSAO DE OXIGENIO 10mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P11	EXTENSAO DE OXIGENIO 11mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P15	EXTENSAO DE OXIGENIO 15mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE
VENT158P20	EXTENSAO DE OXIGENIO 20mts - COM EXTREMIDADES FLEXIVEIS PARA ENCAIXE

EXTENSÃO DE OXIGENIO

Tamanhos: De 1000mm até 20000mm

RMS: 80677040010

Ponteira flexível



EXTENSÃO PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO

Especificações

Extensão para concentrador de oxigênio para a interligação do frasco umidificador ao aparelho.

Fabricado em PVC cristal siliconado e atóxico, nos tamanhos :

VENT162P EXTENSAO 600mm COM ROSCA PARA
CONCENTRADOR DE OXIGENIO

VENT162PM EXTENSAO 600mm COM ROSCA METAL PARA
CONCENTRADOR DE OXIGENIO

Com ponteira e
bocal roscado



EXTENSÃO PARA CONCENTRADOR DE OXIGENIO

Tamanhos: 600mm

RMS: 80677040010



ESPAÇO MORTO



Especificações

Cateter Mount também conhecido como espaço morto ou adaptador de traqueostomia, pode ser conectado na traqueostomia do paciente e no circuito invasivo. Possui conector que é usado para transporte de gases anestésicos, oxigênio e outros gases em pacientes com Ventilação Mecânica.

**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*

Silicone

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 110 | ESPAÇO MORTO 15 CM SILICONE BOCAIS 22M x 15M (RMS: 80677040004) |
| 2 | 110.E | ESPAÇO MORTO 15CM SILICONE BOCAIS 22F x 15M (RMS: 80677040004) |


PVC

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 159 | ESPAÇO MORTO RETRÁTIL 15CM TUBO CORRUGADO - EXTREMIDADES 15F x 15F TIPO CUFF (RMS: 80677040019) |
| 2 | 159PP2 | ESPAÇO MORTO RETRÁTIL 15CM TUBO CORRUGADO - EXTREMIDADES 15F x 22F TIPO CUFF (RMS: 80677040019) |
| 3 | 160 | ESPACO MORTO RETRÁTIL 15CM C/ CONECTOR 90° 22M/15F x 22F (RMS: 80677040019) |
| 4 | 160.E | ESPACO MORTO RETRÁTIL 15CM BRONCO C/ CONECTOR 90° 22M/15F x 22F (C/ FURO E TAMPA) (RMS: 80677040019) |
| 5 | 160.I | ESPAÇO MORTO RETRÁTIL 15CM C/ CONECTORES RETOS 22M/15F x 15M (RMS: 80677040019) |
| 6 | 160L | ESPAÇO MORTO RETRÁTIL 15CM C/ CONECTOR 90° 22M/15F X 22F C/ ENTRADA LUER LOOK e TAMPA (RMS: 80677040019) |
| 7 | 164 | ESPAÇO MORTO EM PVC ESPIRALADO C/ CONECTORES RETO 22M/15F x 15M (RMS: 80677040007) |

LINHA PVC



LINHA SILICONE



CONECTORES / INTERMEDIÁRIOS

Conectores Ventcare



Os conectores são utilizados em circuitos respiratórios fazendo a interconexão entre seus componentes, trabalhando como um condutor de gás, evitando dessa forma escapamento de gás nos procedimentos de ventilação.

São utilizados como acessórios para o tratamento em pacientes portadores de deficiência respiratória, obstrução das vias respiratória, insuficiência respiratória e uso em circuitos de anestesia.

Os Conectores sozinhos não possuem utilidade alguma, pois necessitam fazer conexão com as traqueias (também chamadas de tubos corrugados), tubo proximal, dreno e em alguns casos do balão de anestesia e máscaras.

CONECTORES "RETOS"


**Nossos conectores e intermediários são fabricados em polímeros atóxicos com medidas padronizadas pela ABNT.*

Ref. | Cód. | Descrição

1	00018	CONECTOR RETO P/ LINHA PROXIMAL AUT 121°C
2	VENT12	CONECTOR RETO 22M x 30M P/ VALVULA DE PEEP AUT 121°C
3	VENT12T	CONECTOR RETO ADAPTADOR PARA UNIAO DE EXTENSOES O ²
4	VENT13	CONECTOR RETO 22M/15F x 15M AUT 121°C
5	VENT13N	CONECTOR RETO 22M/15F x 13M AUT 121°C
6	VENT14	CONECTOR RETO 22M/15F x 22F AUT 121°C
7	VENT14E	CONECTOR RETO 22M/15F x ENTRADA O ² 8,5MM AUT 121°C
8	VENT14F	CONECTOR RETO 22F x ENTRADA O ² 8,5MM AUT 121°C
9	VENT16	CONECTOR RETO 22M/15F x 22M/15F
10	VENT16FF	CONECTOR RETO 22F x 22F



**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*



Ref. | Cód. | Descrição

1	VENT17	CONECTOR RETO 15M x 15M AUT 121°C
2	VENT18	CONECTOR RETO 15M x 13M AUT 121°C
3	VENT20	CONECTOR RETO 22F x 15M AUT 121°C
4	VENT20N	CONECTOR RETO 22F x 13M AUT 121°C
5	VENT22	CONECTOR RETO 22M/15F x 22F C/ ENTRADA DE O ² 8,5MM (T AYRES ADULTO) AUT 121° C
6	VENT23	CONECTOR RETO 22M/15F x 15M C/ ENTRADA DE O ² 8,5MM (T AYRES PEDIÁTRICO) AUT 121° C
7	VENT23N	CONECTOR RETO 22M/15F x 13F C/ ENTRADA DE O ² 8,5MM (T AYRES NEONATAL) AUT 121° C
8	VENT28PP	CONECTOR RETO 22F x 6M
9	VENT28	CONECTOR RETO 22M x 22F C/ PORTA DE ENTRADA DE O ²
10	VENT34	CONECTOR RETO 22M x 22F C/ ENTRADA O ² GIRATÓRIO




*Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).

8 e 10



1 ao 7




CONECTORES "90°"


**Nossos conectores e intermediários são fabricados em polímeros atóxicos com medidas padronizadas pela ABNT.*

Ref. | Cód. | Descrição

1	00019	CONECTOR COTOVELO 90° - LZINHO PARA LINHA PROXIMAL AUT 121°C
2	00019L	CONECTOR COTOVELO 90° - LZINHO PARA LINHA PROXIMAL INTERMED AUT 121°C
3	VENT26	CONECTOR COTOVELO 90° 22M/15F x 15M (DUPACO) AUT 121°C
4	VENT27	CONECTOR COTOVELO 90° 22M/15F x 22F AUT 121°C
5	VENT27MM	CONECTOR COTOVELO 90° 22M/15F x 22M/15F AUT 121°C
6	VENT26L	CONECTOR COTOVELO 90° 22MX15F x 15M (C/ ENTRADA CAPNOGRAFIA) AUT 121°C
7	VENT26LP	CONECTOR COTOVELO 90° 22M/15F x 15M (C/ ENTRADA CAPNOGRAFIA)



**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*




CONECTORES "Y" RETO E 90°

**Nossos conectores e intermediários são fabricados em polímeros atóxicos com medidas padronizadas pela ABNT.*




Ref. | Cód. | Descrição

1	20	CONECTOR Y ADULTO 90° AUT 121°C
2	20.CAP	CONECTOR Y ADULTO 90° C/ ENTRADA METAL CAPNOGRAFIA AUT 121°C
3	20T	CONECTOR Y ADULTO 90° C/ ENTRADA SENSOR E TAMPA AUT 121°C
4	VENT30	CONECTOR Y PEDIÁTRICO 90° (JACKSON) C/ FURO E TAMPA AUT 121°C
5	VENT30L	CONECTOR Y PEDIÁTRICO 90° (JACKSON) S/ FURO AUT 121°C
6	VENT30.CAP	CONECTOR Y PEDIÁTRICO 90° (JACKSON) C/ ENTRADA METAL CAPNOGRAFIA AUT 121°C
7	VENT30LN	CONECTOR Y NEONATAL 90° (JACKSON) S/ FURO AUT 121°C




Ref. | Cód. | Descrição

8	VENT30N.CAP	CONECTOR Y NEONATAL 90° (JACKSON) C/ ENTRADA METAL CAPNOGRAFIA AUT 121°C
9	VENT30N	CONECTOR Y NEONATAL 90° (JACKSON) C/ FURO E TAMPA AUT 121°C
10	VENT31	CONECTOR Y ADULTO RETO C/ FURO E TAMPA AUT 121°C
11	VENT31-26	CONECTOR Y ADULTO RETO C/ FURO E TAMPA + 1 CONECTOR 90° 22M/15 x 15M AUT 121°C
12	VENT32	CONECTOR Y ADULTO RETO S/ FURO AUT 121°C



**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*

** Conectores com entrada
para sensor, tubo de pressão
e capnografia.*



CONECTORES "T"


Ref. | Cód. | Descrição

1	VENT24	CONECTOR T 22F x 22F x 22M/15F AUT 121°C
2	VENT24MM	CONECTOR T 22M/15F x 22M/15F x 22M/15F AUT 121°C
3	VENT25	CONECTOR T 22F x 22M/15F x 22M/15F AUT 121°C

**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*



**Nossos conectores e intermediários são
fabricados em polímeros atóxicos com medidas
padronizadas pela ABNT.*



CONECTOR MDI PARA AEROSSOL

Projetado para permitir que a medicação em “inalador de dose medida” (MDI) seja entregue ao paciente, sem interromper o fluxo no circuito respiratório;

Compatível com a maioria dos frascos de MDI padrão;

Cada adaptador vem com uma tampa em PVC à prova de vazamentos ou entrada de poeira.



** Para Pediátrico e Neonatal utiliza-se adaptador.*


CONECTOR MDI PARA AEROSSOL

CÓDIGOS: VENT33 | VENT33INF | VENT33N

Compatibilidade: Circuitos Respiratórios

Tamanhos: Adulto, Pediátrico e neonatal.

RMS: 80677040003





CONECTOR EXALATÓRIO PARA CPAP OU BPAP – VENT21

- Válvula exalatória de Co2 (medidas: internas 15 mm x externa 22 mm) com tampinha de vedação sobre o pino em PVC.
- Podendo ser utilizada em vários equipamentos, como: STD30, Syncrony, Isleep.

CONECTOR MDI PARA AEROSSOL

CÓDIGOS: VENT21 | VENT21S

Compatibilidade: Circuitos para Aparelhos BIPAP

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040003



CONECTOR EXALATÓRIO PARA CPAP OU BPAP – VENT21S

- Conector inclui orifícios de ventilação, medidas 22M em uma extremidade 20M em outra extremidade e 15F interno em uma das extremidades.
- Ideal para ventilação mecânica quando se utiliza ramo simples e/ou passivo. A válvula promove um vazamento contínuo de ar quando conectada ao circuito, eliminando o CO² exalado pelo paciente durante a expiração.
- Para Stellar e Astral 100 e 150

**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*





00031
AUTOCLAVÁVEL

DRENO “WATER TRAPP” UTILIZADO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO

Indicado para uso na conexão de traqueias empregadas em circuitos respiratórios, cuja finalidade é drenar a umidade existente no circuito.



00031-D
NÃO AUTOCLAVÁVEL

DRENO COLETOR - “WATER TRAPP”


CÓDIGOS: 00031 | 00031-D

Compatibilidade: Circuitos Respiratórios

Tamanhos: ÚNICO

RMS: 80677040019

AUTOCLAVÁVEL



NÃO AUTOCLAVÁVEL



VÁLVULA EXPIRATÓRIA PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO IPPB



00029
AUTOCLAVÁVEL



MEMBRANA

VÁLVULA ATIVA

CÓDIGOS: 00029

Compatibilidade: Circuito Ativo

Tamanhos: Único

RMS: 80677040018

**Válvula para aparelho com expiração ativa.*



MEMBRANAS DE REPOSIÇÃO



MEMBRANA INTERMED

- 100% silicone;
- Compatível com a válvula de exalação INTER 5.



MEMBRANA VELA

- Membrana em silicone com alma feita de metal anodizado;
- Compatível com os respiradores da linha Viasys.


MEMBRANA PARA REPOSIÇÃO

CÓDIGO:

00282 INTERMED 5

00283 VELLA

RMS: 80677040004



VÁLVULA DE PEEP PARA EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIO

Para utilização em sistema CPAP/EPAP ou Ressuscitador Manual, com a finalidade de manter uma pressão positiva pré-determinada ao final da expiração.



*PEEP descartável 20:
Ajustáveis entre 1,5-20 cm
H2O, conector de 30
milímetros.*

**Controle inspiração e
expiração.*



*Válvula PEEP Ventcare
(30VD) indicada para
uso em EPAP.*

**Controle de expiração.*

CÓDIGOS: 30V | 30VD

Compatibilidade: CPAP, EPAP e Capacete ELMO

Tamanhos: Único

RMS: 80677040016



KIT EPA

Utilizado para auxiliar a conexão da válvula de PEEP da máscara ou boquilha. A válvula interna do conector promove fluxo de ar unidirecional permitindo ofertar pressão positiva ao final da expiração.



VENT24EPA equipado com conector reto adaptador para válvula PEEP, conector "T" 22Fx22Fx22M/15F e válvula unidirecional. Para EPAP.


VENT25EPA equipado com conector reto adaptador para válvula PEEP, conector "T" 22Fx22M/15F x 22M/15F e válvula unidirecional. Para CPAP

CÓDIGOS: VENT24EPA | VENT25EPA

Compatibilidade: Circuito CPAP/EPAP

RMS: 80677040016

**Medidas conectores em Milímetros:
M-Macho (Externo);
F-Fêmea (Interno).*



MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO

Micro nebulizador para inalação com rosca de O2 e ar comprimido

Conjunto confeccionado em polipropileno virgem atóxico especial, seguro, resistente a quebra, compreendendo de 01 máscara, 01 micronebulizador com reservatório graduado, especialmente desenvolvido para que se obtenha a maior eficiência e segurança durante a inalação e 01 extensão de PVC atóxico com 1,50 m.



De encaixe UNIVERSAL, o Micro nebulizador se adapta em qualquer extensão existente atualmente no mercado

MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO

CÓDIGO: VENT35 | VENT36 | VENT37 | VENT38

Compatibilidade: Universal

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040005



NEBULIZADOR DO CIRCUITO

Nebulizadores para circuitos respiratórios

O nebulizador fornece uma entrega fácil e rápida da droga do aerossol sem quebrar o ciclo do circuito ventilatório durante a ventilação mecânica.

O nebulizador entrega a droga do aerossol aos pacientes ventilados sem ter que abrir o circuito do ventilador.

De encaixe UNIVERSAL, o Micro nebulizador se adapta em qualquer extensão existente atualmente no mercado



Extensão em PVC atóxico de 210 cm.

Opções para encaixes das extensões:

*Vent39 = Extensão com ponteira lisa para encaixe;
vent39R = Extensão com ponteira c/ rosca interna.*



NEBULIZADOR EM "T" PARA CIRCUITO

CÓDIGO: VENT39 | VENT39R

Compatibilidade: Universal

Tamanhos: Único

RMS: 80677040005

MACRONEBULIZADOR



Tampa, conexões e haste injetados em Nylon com fibra, frasco de policarbonato graduado 500 ml, com conexão para oxigênio ou ar comprimido, conforme norma ABNT e traqueia em silicone lisa internamente.

MACRONEBULIZADOR (OXIGÊNIO)

CÓDIGO: VENT40 | VENT40I Traquéia em Silicones

VENT40DPC | VENT40DPCI Traquéia em PVC

Compatibilidade: Universal

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040005

Conjunto de nebulizador para UTI 500ml

Utilizado na oxigenação direta, tem a finalidade de enriquecer o gás inalado pelo paciente através das atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados em sistemas de baixa pressão.



Somente o copo com tampa ;

Cód.: VENT40-CO²



MACRONEBULIZADOR



*Somente o copo
com tampa
Cód.: VENT40-CAR*

Conjunto de nebulizador para UTI 500ml

Utilizado na oxigenação direta, tem a finalidade de enriquecer o gás inalado pelo paciente através das atividades de inalação e aplicação de medicamentos vaporizados e umidificados em sistemas de baixa pressão.

Tampa, conexões e haste injetados em Nylon com fibra, frasco de polycarbonato graduado 500 ml, com conexão para ar comprimido, conforme norma ABNT e traqueia em silicone lisa internamente.



MACRONEBULIZADOR (AR COMPRIMIDO)

CÓDIGO: VENT40ARS | VENT40ARIS Traquéias silicone

VENT40DPCAR | VENT40DPCARI Traquéias em PVC

Compatibilidade: Universal

Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040005

UMIDIFICAÇÃO

UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO

Acessório para rede gases, desenvolvido para atividades de umidificação gerados por passagem de Oxigênio ou Ar

Comprimido medicinal.

Aplicação: Utilizado para pacientes que necessitam umidificar as vias aéreas, evitando ressecamento da laringe.



FRASCO

*Manipulo com rosca (plástica ou metal) medidas universais, tampa em ABS, tubo com borbulhador para permitir o arraste das micropartículas, copo de 250 ml translúcido com indicação de nível mínimo e máximo.**

UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO

CÓDIGOS: VENT68 | VENT68KIT | VENT68M | VENT68MKIT

Tamanhos: ÚNICO

RMS: 80677040012

** Para os Kits:*

Acompanha frasco e extensão de 1500mm com máscara.

*** VENT68M e VENT68MKIT:*

Manipulo com rosca em metal.



RESTRITORES PARA PACIENTE

Uso e informações

É utilizado para restringir os movimentos do paciente impedindo que o paciente retire tubos, cateteres, sondas, etc. Mantém o paciente seguro e impede quedas que possam causar ferimentos.

Pode ser colocado no punho e/ou no tornozelo.

É fabricado em espuma de Neoprene / uretano, compactada com pluma dublada na espessura de 3mm, tornando-o bastante resistente e confortável.

Comprimento aproximado de 50 cm.

As fitas têxteis, são fabricadas na cor azul marinho.



- Em Neoprene
- Seguro
- fácil manuseio
- confortável
- prático
- higiênico

Restritor (imobilizador) para paciente

CÓDIGO: VENT41 | VENT42

Compatibilidade: Universal


Tamanhos: Adulto e Pediátrico.

RMS: 80677040008

LANÇAMENTOS

Ref. | Cód. | Descrição

1	VBK300	VÁLVULA UNIDIRECIONAL ANESTESIA
2	30V	VALVULA PEEP 5-20 CM H2O 30mm
3	VENT402	FILTRO EVERFLO P/CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO
4	VENT29	BOQUILHA PARA EXERCICIO RESPIRATORIO
5	VENT19-R	CONECTOR PARA SAÍDA FLUXOMETRO O ²



FILTROS PARA APARELHOS BIPAP/ CPAPs**Ref. | Cód. | Descrição**

1	VENT403	FILTRO NACIONAL PARA CPAP AIRMINI
2	VENT417	FILTRO ORIGINAL CPAP S8 E TANGO - RESMED
3	VENT418	FILTRO ULTRA FINO BRANCO M. SERIES PARA CPAP / SYSTEM ONE (SEM ABA)
4	VENT418-A	FILTRO ULTRA FINO BRANCO M. SERIES PARA CPAP / SYSTEM ONE (COM ABA)
5	VENT419	FILTRO ULTRA FINO BRANCO COMP. SYNCHRONY II (SEM ABA)
6	VENT413	FILTRO ULTRA FINO BRANCO PARA CPAP RESMART G1 BMC - POEIRA E POLUIÇÃO
7	VENT419-A	FILTRO ULTRA FINO BRANCO COMP. SYNCHRONY II (COM ABA)



*Pronto para
uso.

RMS: 80677040011

FILTROS PARA APARELHOS BIPAP/ CPAPs**Ref. | Cód. | Descrição**

1	VENT424	FILTRO NACIONAL BRANCO PARA CPAP S9 e S10
2	VENT404	FILTRO PARA VENTILADOR TRILOGY EVO - PHILIPS RESPIRONICS
3	VENT415	FILTRO DE ESPUMA P/ LINHA REMSTAR, BIPAP SYNCHRONY II E AUTOSV
4	VENT421	FILTRO ULTRAFINO DESCARTÁVEL PARA CPAP E BIPAP DREAMSTATION
5	VENT408	FILTRO BARREIRA NACIONAL PARA VENTILADOR STELLAR
6	VENT410	FILTRO DE ESPUMA NACIONAL PARA M SERIES, SYSTEM ONE E TRILOGY

①




②



③



④



⑤



⑥



*Pronto para
uso.

RMS: 80677040011