



ventcare

# Fixador cefálico em Silicone

Código: VENT11



## Descrição do produto:

Fixador cefálico para máscara VNI utilizada CPAP/ BIPAP, disponível em três tamanhos confeccionado em silicone flexível, com ajustes nas extremidades, com perfurações para regulagem do fixador junto à cabeça e a máscara. Possui quatro bandas com orifícios reforçados que agem do fixador junto à cabeça e à máscara e parte cefálica em teia.



## Registro do produto:

Este produto está registrado perante a ANVISA, classificado como produto **Classe II - Medio Risco** sob o registro de número: **80677049001**.

Para mais informações acesse:

<https://consultas.anvisa.gov.br/>



## Compatibilidade:

Este produto é compatível com os seguintes itens/acessórios fabricados pela Ventcare e por demais fabricantes de grande abrangência no mercado:

- Máscaras para CPAP

Quer saber mais ou cotar este produto?

Escaneie o QR Code ao lado  
para obter mais informações

