

ventcare

Kit EPA

Código: VENT24-EPA



Descrição do produto:

Utilizado para auxiliar a conexão da válvula de PEEP da máscara ou boquilha. A válvula interna do conector promove fluxo de ar unidirecional permitindo ofertar pressão positiva ao final da expiração.. Tubo T (Øs internos 15 x 22 x 22 mm) com válvula unidirecional reposicionável.



Registro do produto:

Este produto está registrado perante a ANVISA, classificado como produto **Classe II - Medio Risco** sob o registro de número: **80677040016**.

Para mais informações acesse:

<https://consultas.anvisa.gov.br/>



Compatibilidade:

Este produto é compatível com os seguintes itens/acessórios fabricados pela Ventcare e por demais fabricantes de grande abrangência no mercado:

- Circuitos de CPAP & EPAP
- Válvula PEEP

Quer saber mais ou cotar este produto?

Escaneie o QR Code ao lado para obter mais informações

