



Válvula Exalatória BPAP / CPAP

Código: VENT21



Descrição do produto:

Válvula exalatória de Co2 (medidas: internas 15 mm x externa 22 mm) com tampa de vedação sobre o pino em PVC

Registro do produto:

Este produto está registrado perante a ANVISA, classificado como produto **Classe II - Medio Risco** sob o registro de número: **80677040003**.

Para mais informações acesse:

<https://consultas.anvisa.gov.br/>

Compatibilidade:

Este produto é compatível com os seguintes itens/acessórios fabricados pela Ventcare e por demais fabricantes de grande abrangência no mercado:

- Circuitos de CPAP, EPAP & Ressucitadores

Quer saber mais ou cotar este produto?

Escaneie o QR Code ao lado
para obter mais informações

